

Fresubin® 2 kcal Drink



► Mange anvendelsesmuligheder

► Højeste kombinationsværdier på markedet

- 400 kcal/1680 kJ
- 20 g protein/flaske

► Fuldgyltig

► God smag

- 6 lækre smagsvarianter



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresubin® 2 kcal Drink

Næringsindhold

Pr. 100 ml

Energi	200 kcal
	840 kJ
Protein	10,0 g
Kulhydrater	22,5 g
heraf sukkerarter	5,2-6,0 g*
heraf laktose	≤ 0,3 g
Fedt	7,8 g
heraf mættet fedt	0,6 g
heraf enkeltumættet fedt	5,8 g
heraf flerumættet fedt	1,4 g
ω3/ω6 ratio	1/4,2
kolesterol	≤ 5 g
Vand	70 ml
Osmolaritet	590-615 mosmol/l*
Osmolalitet	850-900 mosmol/kg H₂O*
Mineraler og sporstoffer:	
Natrium	60 mg (2,6 mmol)
Kalium	160 mg (4,1 mmol)
Klorid	80 mg (2,3 mmol)
Kalcium	205 mg (5,1 mmol)
Magnesium	16 mg (0,7 mmol)
Fosfor	120 mg (3,9 mmol)
Jern	2,5 mg
Zink	1,6 mg
Kobber	0,38 mg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,5 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	12,5 µg
Molybdæn	18,8 µg
Selen	13,5 µg
Vitaminer og andre næringsstoffer:	
Vitamin A	0,15 mg
β-karoten	0,38 mg
Vitamin D	2,5 µg
Vitamin E	3,75 mg
Vitamin K ₁	21 µg
Vitamin B ₁	0,3 mg
Vitamin B ₂	0,4 mg
Niacin	3,75 mg
Vitamin B ₆	0,43 mg
Vitamin B ₁₂	0,75 µg
Pantotensyre	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folinsyre	62,5 µg
Vit. C	18,8 mg

Energifordeling (E%):

protein 20%, fedt 35%, kulhydrater 45%

* Afhængig af smagsvariant



Produktegenskaber

Fødevarer til særlige medicinske formål:

Fuldgyldig, meget energirig (2,0 kcal/ml) og proteinrig (20 E%) ernæringsdrik uden fibre. Glutenfri, lavt indhold af laktose.

Anvendelse:

Til ernæringsbehandling af patienter i risiko for underernæring, specielt til patienter med øget energi- og proteinbehov.

Dosering:

Som supplement anbefales 1-2 flasker à 200 ml/dag. Som fuldgyldig ernæring anbefales 4-5 flasker à 200 ml/dag.

Vigtigt! Skal anvendes i henhold til ordinationen. Kan anvendes både som fuldgyldig ernæring og som supplement. Drikkes langsomt. Rystes før brug. Må ikke anvendes til børn under 1 år og skal anvendes med forsigtighed til børn i alderen 1-6 år. Ikke egnet til patienter med laktoseintolerans. Tilstrækkeligt væskeindtag må sikres. Drikkes langsomt. Smager bedst kold.

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur. En åben flaske kan opbevares 24 timer i køleskab.

Ingredienser:

Vand, glukosesirup, mælkeprotein, vegetabiliske olier (solsikkeolie, rapsolie), sakkarose, maltodekstrin, aroma, kaliumcitrat, emulgatorer (E 471, soyalecitin), kaliumkarbonat, natriumklorid, surhedsregulerende middel (E 507), natriumkarbonat, vit. C, magnesium-oxid, jernpyrofosfat, zinksulfat, niacin, manganklorid, pantotensyre, vit. E, kobbersulfat, vit. B₂, vit. B₆, natriumfluorid, vit. B₁, β-karoten, vit. A, folsyre, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, vit. K₁, natriumselenit, biotin, vit. D₃, vit. B₁₂.

Fedtkilder: Rapsolie, solsikkeolie,

Proteinkilde: Mælk

Kulhydratkilder: Glukosesirup, sakkarose

Pakninger, smagsvarianter og varenumre

Produkt (4 x 200 ml)	Apoteks varenr.	Fresenius Kabi varenr.
Neutral	217282	7259601
Cappuccino	210654	7099601
Skovbær	210407	7264601
Abrikos/Fersken	210950	7265601
Karamel	217284	7257601
Vanille	210408	7052601
Mix-kasse	211216	7052615

For yderligere produktinformation kontakt venligst Fresenius Kabi. Telefon 3318 1600 eller www.fresenius-kabi.dk.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 3318 1600
www.fresenius-kabi.dk