

Fresubin® 2 kcal Fibre Drink



► Mange anvendelsesmuligheder

► Højeste kombinationsværdier på markedet

- 400 kcal/1680 kJ/flaske
- 20 g protein/flaske
- 20 E% protein
- 3 g fibre/flaske

► Fuldgyltig

► God smag

- 4 lækre smagsvarianter



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresubin® 2 kcal Fibre Drink

Næringsindhold



Pr. 100 ml

Energi	200 kcal
	840 kJ
Protein	10,0 g
Kulhydrater	21,7-21,8 g*
heraf sukkerarter	5,1-5,8 g*
heraf laktose	≤ 0,3 g
Fedt	7,8 g
heraf mættet fedt	0,6-0,7 g*
heraf enkeltumættet fedt	5,8 g
heraf flerumættet fedt	1,4 g
ω3/ω6 ratio	1/4,2
kolesterol	≤ 5 g
Fibre	1,5-1,6 g*
Vand	68-70 ml*
Osmolaritet	590-650 mosmol/l*
Osmolalitet	850-950 mosmol/kg H₂O*
Mineraler og sporstoffer:	
Natrium	60 mg (2,6 mmol)
Kalium	160 mg (4,1 mmol)
Klorid	60-80 mg (1,7-2,3 mmol)*
Kalcium	205 mg (5,1 mmol)
Magnesium	16 mg (0,7 mmol)
Fosfor	120 mg (3,9 mmol)
Jern	2,5 mg
Zink	1,6 mg
Kobber	0,38 mg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,5 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	12,5 µg
Molybdæn	18,8 µg
Selen	13,5 µg
Vitaminer og andre næringsstoffer:	
Vitamin A	0,15 mg
β-karoten	0,38 mg
Vitamin D	2,5 µg
Vitamin E	3,75 mg
Vitamin K ₁	21 µg
Vitamin B ₁	0,3 mg
Vitamin B ₂	0,4 mg
Niacin	3,75 mg
Vitamin B ₆	0,43 mg
Vitamin B ₁₂	0,75 µg
Pantotensyre	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folinsyre	62,5 µg
Vit. C	18,8 mg
Koffein (kun i cappuccino smagsvariant)	0,52 mg

Energifordeling (E%):

protein 20%, fedt 35%, kulhydrater 43,4-43,5%, fiber 1,5-1,6%*

* Afhængig af smagsvariant

Produktegenskaber

Fødevarer til særlige medicinske formål:

Fuldgyldig, meget energirig (2,0 kcal/ml) og proteinrig (20 E%) ernæringsdrik med fibre. Glutenfri, lavt indhold af laktose.

Anvendelse:

Til ernæringsbehandling af patienter i risiko for underernæring, specielt til patienter med øget energi- og proteinbehov.

Dosering:

Som supplement anbefales 1-2 flasker à 200 ml/dag. Som fuldgyldig ernæring anbefales 4-5 flasker à 200 ml/dag.

Vigtigt! Skal anvendes i henhold til ordinationen. Kan anvendes både som fuldgyldig ernæring og som supplement. Drikkes langsomt. Rystes før brug. Må ikke anvendes til børn under 1 år og skal anvendes med forsigtighed til børn i alderen 1-6 år. Ikke egnet til patienter med laktoseintolerans. Tilstrækkeligt væskeindtag må sikres. Drikkes langsomt. Smager bedst kold.

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur. En åbnit flaske kan opbevares 24 timer i køleskab.

Ingredienser:

Vand, glukosesirup, mælkeprotein, vegetabiliske olier (solsikkeolie, rapsolie), sakkarose, inulin (fra cikorie), maltodekstrin, aroma, kaliumcitrat, emulgatorer (E 471, soyaecitin), kaliumkarbonat, natriumklorid, surhedsregulerende middel (E 507), natriumkarbonat, vit. C, magnesiumoxid, jernpyrofosfat, zinksulfat, niacin, manganklorid, pantotensyre, vit. E, kobbersulfat, vit. B₂, vit. B₆, natriumfluorid, vit. B₁, β-karoten, vit. A, folsyre, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, vit. K₁, natriumselenit, biotin, vit. D₃, vit. B₁₂.

Yderligere indeholder Chokolade: Kakaopulver (fedtreduceret), stabilisatorer (E 460, E 466, E 407).

Yderligere indeholder Cappuccino: Spor af koffein.

Yderligere indeholder Cappuccino og Lemon: Hvededekstrin, surhedsregulerende middel (E 507)

Fedtkilder: Rapsolie, solsikkeolie,

Proteinkilde: Mælk

Kulhydratkilder: Glukosesirup, sakkarose

Fiber: Inulin, kakaopulver, hvededekstrin

Pakninger, smagsvarianter og varenumre

Produkt (4 x 200 ml)	Apoteks varenr.	Fresenius Kabi varenr.
Chokolade		
Lemon		
Vanille		
Cappuccino		

For yderligere produktinformation kontakt venligst Fresenius Kabi. Telefon 3318 1600 eller www.fresenius-kabi.dk.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 3318 1600
www.fresenius-kabi.dk