

Fresubin® Protein Energy DRINK



- ▶ **Energi- og proteinrig ernæringsdrik**
 - 1,5 kcal pr. ml
 - 10 g protein pr. 100 ml
 - 300 kcal/1260 kj/flaske
 - 20 g protein/flaske
 - 27 E% protein
- ▶ **Velegnet til patienter med øget protein- og energibehov**
- ▶ **Fås i 5 gode smagsvarianter**
- ▶ **Glutenfri og lavt indhold af laktose**



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Fresubin® Protein Energy DRINK

Næringsindhold

Pr. 100 ml

Energi	150 kcal 630 kJ
Protein	10 g
Kulhydrater	12,1-12,4 g*
heraf sukkerarter	6,5-7,4 g*
heraf laktose	≤ 0,4 g
Fedt	6,7 g
heraf mættet fedt	0,6 g
heraf enkeltumættet fedt	4,9 g
heraf flerumættet fedt	1,2 g
Fibre	0,5 g**
Vand	79 ml
Osmolaritet	380-390 mosmol/l*
Osmolalitet	500-510 mosmol/kg H ₂ O*
Mineraler og sporstoffer:	
Natrium	50-60 mg (2,2-2,6 mmol)*
Kalium	130-135 mg (3,3-3,5 mmol)*
Klorid	58-73 mg (1,6-2,1 mmol)*
Kalcium	205 mg (5,1 mmol)
Magnesium	18-28 mg (0,7-1,2 mmol)*
Fosfor	120 mg (3,9 mmol)
Jern	2,5 mg
Zink	2 mg
Kobber	375 µg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,5 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	12,5 µg
Molybdæn	18,8 µg
Selen	13,5 µg
Vitaminer og andre næringsstoffer:	
Vit. A	150 µg
β-karoten	375 µg
Vit. D ₃	2,5 µg
Vit. E	3,75 mg
Vit. K ₁	21 µg
Vit. B ₁	0,3 mg
Vit. B ₂	0,4 mg
Niacin	3,75 mg
Vit. B ₆	0,43 mg
Vit. B ₁₂	0,75 µg
Pantotensyre	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folsyre	62,5 µg
Vit. C	18,8 mg
Koffein***	0,5 mg

Energifordeling (E%):

protein 27%, fedt 40%, kulhydrater 33%, fibre 0%
protein 27%, fedt 40%, kulhydrater 32,3%, fibre 0,7%**

* afhængig af smagsvariant

** chokolade

*** kun i cappuccino

Produktegenskaber

Ernæring til specielt medicinsk formål:

Energirig (1,5 kcal/ml), proteinrig ernæringsdrik. Glutenfri, lavt indhold af laktose.

Anvendelse:

Til ernæringsbehandling af patienter i risiko for underernæring, specielt til patienter med øget energi- og proteinbehov.

Dosering:

Som supplement anbefales 2-3 flasker à 200 ml/dag.

Vigtigt! Skal anvendes i henhold til ordinationen. Drikkes langsomt. Rystes før brug. Er ikke egnet til børn under 1 år. Kan med forsigtighed anvendes til børn i alderen 1-6 år.

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur. En åbnet flaske kan opbevares 24 timer i køleskab.

Ingredienser:

Vand, maltodextrin, vegetabilsk olie, mælkeprotein, sakkarose, aromastoffer, mineraler, emulgatorer (sojalecithin, E 471), vitaminer (vitamin A med fiskegelatine), sporstoffer og andre næringsstoffer. *Derudover i smagsvarianten chokolade:* fedtreduceret kakaopulver, surhedsregulerende middel (E 524), stabilisatorer (E 460, E 466, E 407).

Fedtkilder: Solsikkeolie, rapsolie

Proteinkilde: Mælk

Kulhydratkilder: Maltodextrin, sakkarose

Pakninger og varenr.

Produkt (4 x 200 ml)	Apoteks-varenr.	Fresenius Kabi varenr.
Cappuccino	20 96 05	704 86 01
Chokolade	21 19 49	715 36 01
Skovjordsbær	21 19 50	715 26 01
Tropefrugt	20 96 04	704 66 01
Vanille	21 19 51	715 16 01
Mix-kasse (6 x 4 x 200 ml)	20 96 09	703 86 15

For yderligere produktinformation kontakt venligst Fresenius Kabi. Telefon 3318 1600 eller www.fresenius-kabi.dk.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 3318 1600
www.fresenius-kabi.dk