

ENTERAL ERNÆRING

Fresubin®
thickened
STAGE 1*

Fresubin®
thickened
STAGE 2*

Fresubin® thickened **Stage 1 og Stage 2**

Når konsistens har betydning...

- ▶ **Fås i 2 forskellige konsistenser**
 - Stage 1 er som frugtnektar
 - Stage 2 er som flydende honning
- ▶ **Velegnet til patienter med øget energi- og proteinbehov**



Stage 1

Stage 2



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresubin® thickened

Næringsindhold



Pr. 100 ml

Energi	150 kcal 630 kJ
Protein	10 g
Kulhydrater	12,0-12,2 g*
heraf sukkerarter	6,4-7,1 g**
heraf laktose	≤ 0,4 g
Fedt	6,7 g
heraf mættet fedt	0,5 g
heraf enkeltumættet fedt	5,0 g
heraf flerumættet fedt	1,2 g
Fibre	0,48-0,7 g*
Vand	79 ml
Osmolaritet	380 mosmol/l
Osmolalitet	500 mosmol/kg H₂O
Mineraler og sporstoffer:	
Natrium	57/60 mg (2,5/2,6 mmol)*
Kalium	140 mg (3,6 mmol)
Klorid	75 mg (2,1 mmol)
Kalcium	200 mg (5,0 mmol)
Magnesium	27 mg (1,1 mmol)
Fosfor	120 mg (3,9 mmol)
Jern	2,5 mg
Zink	2 mg
Kobber	375 µg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,5 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	12,5 µg
Molybdæn	18,8 µg
Selen	13,5 µg
Vitaminer og andre næringsstoffer:	
Vit. A	150 µg
β-karoten	375 µg
Vit. D ₃	2,5 µg
Vit. E	3,75 mg
Vit. K ₁	21 µg
Vit. B ₁	0,3 mg
Vit. B ₂	0,4 mg
Niacin	3,75 mg
Vit. B ₆	0,43 mg
Vit. B ₁₂	0,75 µg
Pantotensyre	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folsyre	62,5 µg
Vit. C	18,8 mg

Energifordeling (E%):

Fresubin thickened Stage 1*:
protein 27%, fedt 40%, kulhydrater 32,4%, fibre 0,6%
Fresubin thickened Stage 2*:
protein 27%, fedt 40%, kulhydrater 32,1%, fibre 0,9%

* Afhængig af type (Stage 1/Stage 2)

** Afhængig af smagsvariant

Produktegenskaber

Fødevarer til særlige medicinske formål:

Energirig (1,5 kcal/ml), proteinrig ernæringsdrik (27 E%). Glutenfri, lavt indhold af laktose.

Anvendelse:

Til ernæringsbehandling af patienter i risiko for underernæring, specielt til patienter med øget energi- og proteinbehov.

Dosering:

Som supplement anbefales 2-3 flasker à 200 ml/dag.

Vigtigt! Skal anvendes i henhold til ordinationen. Drikkes langsomt. Rystes før brug. Er ikke egnet til børn under 3 år.

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur. En åben flaske kan opbevares 24 timer i køleskab.

Ingredienser:

Vand, mælkeprotein, sakkarose, vegetabilsk olie, maltodextrin, stabilisatorer (E 460, E 466, E 407), aromastoffer, mineraler, emulgatorer (sojalecitin, E 471), vitaminer, sporstoffer og andre næringsstoffer.

Fedtkilder: Solsikkeolie, rapsolie

Proteinkilde: Mælk

Kulhydratkilder: Sakkarose, maltodextrin

Pakninger, smagsvarianter og varenr.

Produkt (4 x 200 ml)	Apoteks varenr.	Fresenius Kabi varenr.
Fresubin thickened Stage 1		
Skovjordsbær	214061	7111601
Vanille	214062	7110601
Fresubin thickened Stage 2		
Skovjordsbær	214059	7113601
Vanille	214060	7112601

For yderligere produktinformation kontakt venligst Fresenius Kabi. Telefon 3318 1600 eller www.fresenius-kabi.dk.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 3318 1600
www.fresenius-kabi.dk