

Fresubin® 2 kcal Crème

Cremet mellemmåltid,
der smager af mere

► Højt energi- og proteinindhold

- 250 kcal/1050 kJ pr. bæger
- 12,5 g protein pr. bæger

► Lækker smag

► Cremet konsistens

► Klar til brug



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresubin® 2 kcal Crème



Næringsindhold pr. 100 g

Energi	200 kcal
	840 kJ
Protein	10 g
Kulhydrater	22,5 g
heraf sukkerarter	13,4 g
heraf laktose	≤ 0,5 g
Fedt	7,8 g
heraf mættet fedt	0,6 g
heraf enkeltumættet fedt	5,8 g
heraf flerumættet fedt	1,4 g
Fibre	0 g
Vand	58 ml
Mineraler og sporstoffer:	
Natrium	65 mg (2,6 mmol)
Kalium	167 mg (4,2 mmol)
Klorid	62 mg (2,4 mmol)
Kalcium	196 mg (6 mmol)
Magnesium	16 mg (0,7 mmol)
Fosfor	125 mg (3,1 mmol)
Jern	2,5 mg
Zink	2 mg
Kobber	375 µg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,6 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	13 µg
Molybdæn	18,8 µg
Selen	14 µg
Vitaminer og andre næringsstoffer:	
Vit. A	150 µg
Betacaroten	0,375 mg
Vit. D ₃	5,0 µg
Vit. E	3,75 mg
Vit. K ₁	21 µg
Vit. B ₁	0,3 mg
Vit. B ₂	0,4 mg
Niacin	3,75 mg
Vit. B ₆	0,43 mg
Vit. B ₁₂	0,75 µg
Pantotensyre	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folsyre	62,5 µg
Vit. C	18,8 mg
Kolin	32 mg

Energifordeling (E%):

Protein 20%, fedt 35%, kulhydrater 45%, fibre 0%

Pakninger og varenr.

Produkt (4 x 125 g)	Apoteks-varenr.	Fresenius Kabi varenr.
Vanille	215793	71 49 701
Skovjordsbær	215795	71 45 701
Cappuccino	215794	71 46 701

For yderligere produktinformation kontakt venligst Fresenius Kabi.
Telefon 3318 1600 eller www.fresenius-kabi.dk

Produktegenskaber

- 3 gode smagsvarianter
- Fuldgyltig og meget energirig (2,0 kcal/g)
- Proteinrig (10 g protein/100 g)

Ernæring til specielt medicinsk formål:

Ernæringsmæssigt fuldgyltigt, energirigt (2,0 kcal/g) og proteinrigt (20 E%) tilskud med cremet konsistens. Meget lavt indhold af laktose. Glutenfri.

Anvendelse:

Til ernæringsmæssig behandling af patienter med eller i risiko for malnutrition, særlig med forhøjet behov for energi og protein.

Dosering:

Som supplement anbefales 3-4 bægere daglig, som eneste ernæring anbefales 7-8 bægere daglig.

Vigtigt!

Skal anvendes under medicinsk kontrol. Tilstrækkeligt væskeindtag skal sikres. Må ikke anvendes til børn < 3 år.

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur. Åbnet bæger kan opbevares i 24 timer i køleskab.

Kontraindikationer:

Sygdomstilstande med principiel kontraindikation mod enteral ernæring, som tyndtarmsatoni og ileus. Svære organspecifikke forstyrrelser, såsom leverinsufficiens, akut pancreatitis, alvorlig malabsorption. Medfødte stofskifteforstyrrelser (omfattende næringsstoffer indeholdt i Fresubin® 2 kcal Crème).

Ingredienser:

Vand, mælkeprotein, sakkarose, glukosesirup, vegetabiliske olier (solsikkeolie, rapsolie), chokoladepulver (kakaopulver, sukker, kakao-smør, sojalecitin, aroma), fedtreduceret kakaopulver, maltodekstrin, kaliumcitrat, aroma (med E 150a), fortykkelsesmidler (E 1442, E 407), emulgatorer (E 471, sojalecitin), vit. C, natriumcitrat, natriumklorid, surhedsregulerende middel (E 524), jernpyrofosfat, zinksulfat, niacin, magnesiumoxid, pantotensyre, manganklorid, vit. E, kobbersulfat, vit. B₂, vit. B₆, natriumfluorid, vit. B₁, β-karoten, vit. A, folsyre, natriummolybdæn, kromklorid, natriumselenit, kaliumjodid, vit. K₁, biotin, vit. D₃, vit. B₁₂.

Fedtkilder: Solsikkeolie, rapsolie

Proteinkilde: Mælk

Kulhydratkilder: Sakkarose, glucosesirup, maltodekstrin, stivelse

