

Fresubin® YOcrème

Frisk og proteinrig
yoghurtcreme



- ▶ Fuldgyltig med højt indhold af energi og protein
 - 187,5 kcal/787,5 kJ/bæger (125 g)
 - 9,4 g protein/bæger (125 g)
 - 20 E% protein
- ▶ 4 friske smagsvarianter



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresubin® YOcrème



Næringsindhold pr. 100 g

Energi	150 kcal
	630 kJ
Protein	7,5 g
Kulhydrater	19,5 g
heraf sukkerarter	16,8 g
heraf laktose	≤ 3,0 g
Fedt	4,7 g
heraf mættet fedt	0,6 g
heraf enkeltumættet fedt	3,1 g
heraf flerumættet fedt	1 g
Fibre	0 g
Vand	66,5 ml
Mineraler og sporstoffer:	
Natrium	60 mg (2,6 mmol)
Kalium	165 mg (4,2 mmol)
Klorid	85 mg (2,4 mmol)
Kalcium	240 mg (6 mmol)
Magnesium	18 mg (0,7 mmol)
Fosfor	95 mg (3,1 mmol)
Jern	2,5 mg
Zink	2 mg
Kobber	375 µg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,5 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	13 µg
Molybdæn	18,8 µg
Selen	14 µg
Vitaminer og andre næringsstoffer:	
Vit. A	150 µg
Vit. D ₃	2,5 µg
Vit. E	3,75 mg
Vit. K ₁	21 µg
Vit. B ₁	0,3 mg
Vit. B ₂	0,4 mg
Niacin	3,75 mg
Vit. B ₆	0,43 mg
Vit. B ₁₂	0,75 µg
Pantotensyre	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folsyre	62,5 µg
Vit. C	18,8 mg
Kolin	32 mg

Energifordeling (E%):

Protein 20%, fedt 28%, kulhydrater 52%, fibre 0%

Pakninger og varenr.

Produkt (4 x 125 ml)	Apoteks-varenr.	Fresenius Kabi varenr.
Abrikos/Fersken	21 29 11	711 97 01
Hindbær	21 29 15	712 07 01
Lemon	21 29 19	711 87 01

For yderligere produktinformation kontakt venligst Fresenius Kabi.
Telefon 3318 1600 eller www.fresenius-kabi.dk

Produktegenskaber

- Friskt og cremet yoghurtlignende proteintilskud
- 4 friske smagsvarianter
- Komplet og energirig (1,5 kcal/g)
- Proteinrig (7,5 g protein/100 g)

Ernæring til specielt medicinsk formål:

Ernæringsmæssigt komplet, energirigt (1,5 kcal/g), proteinrigt tilskud med cremet konsistens. Anvendelse af produktet som eneste ernæring vil medføre overskridelse af de øvre grænser for indtaget af calcium, zink, magnesium, kobber, jod, A-vitamin og folsyre. Glutenfri. Indeholder laktose.

Anvendelse:

Til ernæringsbehandling af patienter i risiko for underernæring, specielt til patienter med øget energi- og proteinbehov.

Dosering:

Som supplement anbefales 3-4 bægre à 125 g. Som eneste ernæring anbefales 8 bægre pr. dag.

Vigtigt!

Skal anvendes i henhold til ordinationen. Anvendes som total ernæring eller som supplement. Sørg for tilstrækkeligt væskeindtag. Spises langsomt. Omrøres før servering. Er ikke egnet til børn under 3 år. Ved ernæringsbehandling med Fresubin® YOcrème til patienter med svære tilfælde af organsvigt, såsom lever- eller nyreinsufficiens, bør man som altid være påpasselig med opfølgning af ernæringsbehandlingen, bl.a. hvad angår patientens tolerance af kvælstof.

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur. Et åbnet bæger kan opbevares i køleskab i 24 timer.

Kontraindikationer:

Ikke egnet når indgivelse af enteral ernæring ikke er tilladt, fx ved akut gastrointestinal blødning, tarmatoni og ileus. Ikke egnet til patienter med alvorlige former for malassimilation. Ikke egnet til patienter med medfødt manglende evne til at metabolisere de næringsstoffer, som findes i Fresubin® YOcrème.

Ingredienser:

Vand, sakkarose, valleprotein, fermenteret skummetmælkspulver, vegetabiliske olier, modificeret stivelse, surhedsregulerende middel (E 270), maltodextrin, emulgatorer (sojalecithin, E 471), aromastoffer, fortykkelsesmiddel (E 407), farvestof (E 120)*, mineraler, vitaminer, sporstoffer.

Fedtkilder: Solsikkeolie, rapsolie

Proteinkilde: Mælk

Kulhydratkilder: Sakkarose, laktose, stivelse

* kun i smagsvarianten Hindbær



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 3318 1600
www.fresenius-kabi.dk