

Fresubin® HP Energy Fibre



► Komplet, energi- og proteinrig sondeernæring med MCT-fedt

- 1,5 kcal pr. ml
- 7,5 g protein pr. 100 ml
- > 1,5 g fibre pr. 100 ml

► Velegnet til patienter med stort behov for energi og protein

► Indeholder EPA* og DHA**. Omega-3/omega-6 ratio 1:6

► Glutenfri

► Lavt indhold af laktose



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresubin® HP Energy Fibre

Næringsindhold

Pr. 100 ml

Energi	150 kcal 630 kJ
Protein	7,5 g
Kulhydrater	16,2 g
heraf sukkerarter	1,1 g
heraf laktose	≤ 0,06 g
Fedt	5,8 g
heraf mættet fedt	0,4 g
heraf enkeltumættet fedt	0,5 g
heraf flerumættet fedt	1,5 g
heraf EPA* og DHA**	0,05 g
heraf MCT	3,3 g
Fibre	1,5 g
Vand	79 ml
Osmolaritet	360 mosmol/l
Osmolalitet	450 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler og sporstoffer:	
Natrium	95 mg (4,1 mmol)
Kalium	234 mg (6,0 mmol)
Klorid	184 mg (5,2 mmol)
Kalcium	80 mg
Magnesium	27 mg
Fosfor	63 mg
Jern	1,33 mg
Zink	1,2 mg
Kobber	130 µg
Mangan	0,27 mg
Jod	13,3 µg
Fluor	0,13 mg
Krom	6,7 µg
Molybdæn	10 µg
Selen	6,7 µg
Vitaminer og andre næringsstoffer:	
Vit. A	70 µg
β-karoten	133 µg
Vit. D ₃	1,33 µg
Vit. E	1,33 mg
Vit. K ₁	6,67 µg
Vit. B ₁	0,13 mg
Vit. B ₂	0,17 mg
Niacin	1,6 mg
Vit. B ₆	0,16 mg
Vit. B ₁₂	0,27 µg
Pantotensyre	0,47 mg
Biotin	5,0 µg
Folsyre	27 µg
Vit. C	6,7 mg
Kolin	26,7 mg

Energifordeling (E%):

protein 20%, fedt 35%, kulhydrater 43%, fibre 2%

Produktegenskaber

Fødevarer til særlige medicinske formål:

Komplet, energi- og proteinrig sondeernæring (1,5 kcal/ml og 7,5 g protein/100 ml) med MCT-fedt og fibre. Glutenfri, lavt indhold af laktose.

Anvendelse:

Til ernæringsbehandling af patienter med stort behov for energi og protein og i risiko for underernæring.

Dosering:

Til total ernæring ≥ 1,5 l/dag. Dosis øges langsomt, når sondeernæringen påbegyndes.

Vigtigt! Skal anvendes under medicinsk kontrol og med kontrolleret indgivelseshastighed. Kan anvendes til total ernæring eller som supplement. Væskebalancen skal kontrolleres. Er ikke egnet til børn under 1 år. Rystes før brug. Posen bør ikke anvendes, hvis den er beskadiget eller opsvulmet, eller hvis indholdet er klumpet.

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur. Maksimal ophængningstid for EasyBag med enteralsæt er 24 timer. En åbnet pose kan opbevares 24 timer i køleskab.

Ingredienser:

Vand, maltodextrin, mælkeprotein, mellemkædede triglycerider (MCT), vegetabiliske olier, inulin (fra cikorie), cellulose, kaliumcitrat, hvededextrin, fiskeolie, emulgator (E 471), surhedsregulerende midde (E 330), mineraler, sporstoffer, vitaminer, kolinklorid.

Fedtkilder: Sojaolie, MCT (kokosnøddedeolie), fiskeolie

Proteinkilde: Mælk

Kulhydratkilde: Maltodextrin

Fiberkilder: Inulin, cellulose, hvededextrin

Pakninger og varenr.

Produkt (i EasyBag)	Apoteks-varenr.	Fresenius Kabi varenr.
15 x 500 ml	21 65 48	798 72 21
8 x 1000 ml	21 65 47	798 72 31

For yderligere produktinformation kontakt venligst Fresenius Kabi. Telefon 3318 1600 eller www.fresenius-kabi.dk.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 3318 1600
www.fresenius-kabi.dk