

## Fresubin® 2 kcal HP

... en hurtig måde til at opnå det ernæringsmæssige mål

► **Højeste proteinindhold:**  
10 g pr. 100 ml

- Blandt 2 kcal sondeernæring og standard sondeernæring

► **Højeste energiindhold:**  
2 kcal pr. ml

- Koncentreret ernæring i lille volumen

► **God fedtkomposition**

- Indeholder fiskeolie: 0,07 g EPA + DHA pr. 100 ml
- Rig på monoumættede fedtsyrer: 23,5 E%
- Med MCT: 2,6 g pr. 100 ml
- Lav omega-6/omega-3 ratio: (2,3:1)

► **500 ml EasyBag**



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life



# Fresubin® 2 kcal HP

## Næringsindhold

### Pr. 100 ml

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Energi</b>                             | <b>200 kcal</b>                     |
|                                           | <b>840 kJ</b>                       |
| <b>Protein (20 E%)</b>                    | <b>10 g</b>                         |
| <b>Kulhydrater (35 E%)</b>                | <b>17,5 g</b>                       |
| heraf sukkerarter                         | 2,54 g                              |
| heraf laktose                             | ≤ 0,25 g                            |
| <b>Fedt (45 E%)</b>                       | <b>10 g</b>                         |
| heraf mættet fedt                         | 3,15 g                              |
| heraf MCT                                 | 2,6 g                               |
| heraf enkeltumættet fedt                  | 5,23 g                              |
| heraf flerumættet fedt                    | 1,62 g                              |
| heraf EPA og DHA                          | 0,07 g                              |
| <b>Vand</b>                               | <b>72 ml</b>                        |
| <b>Osmolaritet</b>                        | <b>395 mosmol/l</b>                 |
| <b>Osmolalitet</b>                        | <b>560 mosmol/kg H<sub>2</sub>O</b> |
| <b>Mineraler og sporstoffer:</b>          |                                     |
| Natrium                                   | 60 mg (2,61 mmol)                   |
| Kalium                                    | 170 mg (4,35 mmol)                  |
| Klorid                                    | 90 mg (2,54 mmol)                   |
| Kalcium                                   | 205 mg (5,12 mmol)                  |
| Magnesium                                 | 20 mg (0,82 mmol)                   |
| Fosfor                                    | 120 mg (3,87 mmol)                  |
| Jern                                      | 2,67 mg                             |
| Zink                                      | 2,4 mg                              |
| Kobber                                    | 267 µg                              |
| Mangan                                    | 0,53 mg                             |
| Jod                                       | 26,7 µg                             |
| Fluor                                     | 0,27 mg                             |
| Krom                                      | 13,3 µg                             |
| Molybdæn                                  | 20 µg                               |
| Selen                                     | 13,3 µg                             |
| <b>Vitaminer og andre næringsstoffer:</b> |                                     |
| Vit. A                                    | 140 µg                              |
| β-karoten                                 | 270 µg                              |
| Vit. D <sub>3</sub>                       | 2 µg                                |
| Vit. E                                    | 2,67 mg                             |
| Vit. K <sub>1</sub>                       | 13,3 µg                             |
| Vit. B <sub>1</sub>                       | 0,27 mg                             |
| Vit. B <sub>2</sub>                       | 0,35 mg                             |
| Niacin                                    | 3,2 mg                              |
| Vit. B <sub>6</sub>                       | 0,32 mg                             |
| Vit. B <sub>12</sub>                      | 0,53 µg                             |
| Pantotensyre                              | 0,93 mg                             |
| Biotin                                    | 10 µg                               |
| Folsyre                                   | 53,3 µg                             |
| Vit. C                                    | 13,3 mg                             |
| <b>Energifordeling (E%):</b>              |                                     |
| protein 20%, fedt 45%, kulhydrater 35%    |                                     |

## Produktegenskaber

### Fødevarer til særlige medicinske formål:

Fuldgyldig, energirig, proteinrig sondeernæring uden fibre. Glutenfri, lavt indhold af laktose.

### Anvendelse:

Til ernæringsbehandling af patienter med højt energi- og proteinbehov og/eller væskerestriktion med eller i risiko for underernæring.

### Dosering:

Til fuldgyldig ernæring ≥ 1 l/dag. Dosis øges langsomt, når sondeernæringen påbegyndes.

**Vigtigt!** Skal anvendes under medicinsk kontrol og med kontrolleret indgivelseshastighed. Kan anvendes til fuldgyldig ernæring eller som supplement. Væskebalancen skal kontrolleres. Er ikke egnet til børn under 1 år. Rystes før brug. Posen bør ikke anvendes, hvis den er beskadiget eller opsvulmet, eller hvis indholdet er klumpet.

### Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur. Maksimal ophængningstid for EasyBag med enteralsæt er 24 timer. En åbnet pose kan opbevares 24 timer i køleskab.

### Ingredienser:

Vand, glukose, mælkeprotein, vegetabiliske olier, triglycerider (MCT), maltodextrin, fiskeolie, emulgator (sojalecithin, E 471), surhedsregulerende middel (E 507), mineraler, sporstoffer, vitaminer og andre næringsstoffer.

**Fedtkilder:** Rapsolie, solsikkeolie, MCT, fiskeolie

**Proteinkilde:** Mælk

**Kulhydratkilder:** Glukose, maltodextrin

## Pakning og varenr.

| Produkt (i EasyBag) | Apoteks varenr. | Fresenius Kabi varenr. |
|---------------------|-----------------|------------------------|
| 15 x 500 ml         | 215444          | 7009221                |

For yderligere produktinformation kontakt venligst Fresenius Kabi. Telefon 3318 1600 eller [www.fresenius-kabi.dk](http://www.fresenius-kabi.dk).



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi  
Islands Brygge 57  
2300 København S  
Telefon 3318 1600  
[www.fresenius-kabi.dk](http://www.fresenius-kabi.dk)