

Fresubin® 2 kcal HP Fibre

... en hurtig måde til at opnå
det ernæringsmæssige mål

► Højeste proteinindhold:

10 g pr. 100 ml

- Blandt 2 kcal sondeernæring og standard sondeernæring

► Højeste energiindhold:

2 kcal pr. ml

- Koncentreret ernæring i lille volumen

► God fedtkomposition

- Indeholder fiskeolie: 0,07 g EPA + DHA pr. 100 ml
- Rig på monumættede fedtsyrer: 23,5 E%
- Med MCT: 2,6 g pr. 100 ml
- Lav omega-6/omega-3 ratio: (2,3:1)

► Nu i en fiberversion

- 1,5 g fibre pr. 100 ml

► 500 ml EasyBag



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresubin® 2 kcal HP Fibre



Næringsindhold

Pr. 100 ml

Energi	200 kcal 840 kJ
Protein (20 E%)	10 g
Kulhydrater (33,5 E%)	16,7 g
heraf sukkerarter	2,53 g
heraf laktose	≤ 0,25 g
Fedt (45 E%)	10 g
heraf mættet fedt	0,55 g
heraf MCT	2,6 g
heraf enkeltumættet fedt	5,23 g
heraf flerumættet fedt	1,62 g
heraf EPA og DHA	0,07 g
Fibre (1,5 E%)	1,5 g
Vand	71 ml
Osmolaritet	395 mosmol/l
Osmolalitet	560 mosmol/kg H₂O
Mineraler og sporstoffer:	
Natrium	60 mg (2,61 mmol)
Kalium	170 mg (4,35 mmol)
Klorid	90 mg (2,54 mmol)
Kalcium	205 mg (5,12 mmol)
Magnesium	20 mg (0,82 mmol)
Fosfor	120 mg (3,87 mmol)
Jern	2,67 mg
Zink	2,4 mg
Kobber	267 µg
Mangan	0,53 mg
Jod	26,7 µg
Fluor	0,27 mg
Krom	13,3 µg
Molybdæn	20 µg
Selen	13,3 µg
Vitaminer og andre næringsstoffer:	
Vit. A	140 µg
β-karoten	270 µg
Vit. D ₃	2 µg
Vit. E	2,67 mg
Vit. K ₁	13,3 µg
Vit. B ₁	0,27 mg
Vit. B ₂	0,35 mg
Niacin	3,2 mg
Vit. B ₆	0,32 mg
Vit. B ₁₂	0,53 µg
Pantotensyre	0,93 mg
Biotin	10 µg
Folsyre	53,3 µg
Vit. C	13,3 mg

Energifordeling (E%):

protein 20%, fedt 45%, kulhydrater 33,5%, fibre 1,5%

Produktegenskaber

Ernæring til særlige medicinske formål:

Komplet, energirig, proteinrig sondeernæring med fibre. Glutenfri, lavt indhold af laktose.

Anvendelse:

Til ernæringsbehandling af patienter med højt energi- og proteinbehov og/eller væskerestriktion med eller i risiko for underernæring.

Dosering:

Til komplet ernæring ≥ 1000 ml/dag. Dosis øges langsomt, når sondeernæringen påbegyndes.

Vigtigt! Skal anvendes under medicinsk kontrol og med kontrolleret indgivelseshastighed. Kan anvendes til komplet ernæring eller som supplement. Væskebalancen skal kontrolleres. Er ikke egnet til børn under 1 år. Rystes før brug. Posen bør ikke anvendes, hvis den er beskadiget eller opsvulmet, eller hvis indholdet er klumpet.

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur. Maksimal ophængningstid for EasyBag med enteralsæt er 24 timer. En åbnet pose kan opbevares 24 timer i køleskab.

Ingredienser:

Vand, glukose, mælkeprotein, vegetabiliske olier, triglycerider (MCT), inulin (fra cikorie), maltodextrin, cellulose, hvededextrin, fiskeolie, emulgator (sojalecitin, E 471), surhedsregulerende middel (E 507), mineraler, sporstoffer, vitaminer og andre næringsstoffer.

Fedtkilder: Rapsolie, solsikkeolie, MCT, fiskeolie

Proteinkilde: Mælk

Kulhydratkilder: Glukose, maltodextrin

Fiberkilder: Inulin, cellulose, hvededextrin

Pakning og varenr.

Produkt (i EasyBag)	Apoteks varenr.	Fresenius Kabi varenr.
15 x 500 ml	21 06 59	71 91 221

For yderligere produktinformation kontakt venligst Fresenius Kabi. Telefon 3318 1600 eller www.fresenius-kabi.dk.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 3318 1600
www.fresenius-kabi.dk