



Varenummer 1000002134

Sondeernæring, Fresubin 2kcal HP Fibre, 500 ml

- ✓ Højeste proteinindhold, 10 g pr. 100 ml
- ✓ Højeste energiindhold, 2 kcal pr. ml
- ✓ God fedtkomposition
- ✓ Fiberversion, 1,5 g fi bre pr. 100 ml
- ✓ 500 ml EasyBag

Produktbeskrivelse

Fresubin 2 kcal HP fibre er komplet, energirig, proteinrig sondeernæring med fibre. Glutenfri, lavt indhold af laktose. Til ernæringsbehandling af patienter med højt energi- og proteinbehov og/eller væskerestriktion med eller i risiko for underernæring.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sondeernæring
Varemærke	Fresubin
Vareserie	2kcal HP Fibre
Rumindhold, netto	500 ml
Sygesikringsgruppe	4
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Opbevares ved stuetemperatur. Maksimal ophængningstid for EasyBag med enteralsæt er 24 timer. En åbnet pose kan opbevares 24 timer i køleskab.
Holdbarhed	Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på posen.
Holdbarhed, åbnet	24 timer
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	15 stk	39.5 cm	25.5 cm	18 cm	4051895004891



Produktet er glutenfrit.