



Varenummer 1000002164

Diversey
A SCIENTIA COMPANY

Tøjvask, Diversey CLAX Mild Color 33D1, 20 l, flydende, kulørt, uden farve og parfume

✓ Effektivt, flydende, enzymatisk vaskemiddel

Produktbeskrivelse

Komplet flydende, enzymatisk vaskemiddel specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs-, hospitals- og plejehjemsvaskerier, samt mønt- og boligvaskerier. Produktet er udviklet til automatisk dosering og kan anvendes i blødt til hårdt vand samt ved temperaturer mellem 30 og 60 °C. Kan anvendes til vask af kulørt bomuld og polyesterbomuld.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tøjvask
Varemærke	Diversey
Vareserie	CLAX Mild Color 33D1
Features	Flydende, kulørt, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	7
Rumindhold, netto	20 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	29 cm	25 cm	39.5 cm	7615400165674
stk	1 stk				



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet anvendes til tøjvask.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.