



Varenummer 1000002164

Diversey

Tøjvask, Diversey CLAX Mild Color 33D1, 20 l, kulørt, uden farve og parfume

✓ Effektivt, flydende, enzymatisk vaskemiddel

Produktbeskrivelse

Komplet flydende, enzymatisk vaskemiddel specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs-, hospitals- og plejehjemsvaskerier, samt mønt- og boligvaskerier. Produktet er udviklet til automatisk dosering og kan anvendes i blødt til hårdt vand samt ved temperaturer mellem 30 og 60 °C. Kan anvendes til vask af kulørt bomuld og polyesterbomuld.








Specifikationer

Produktbetegnelse	Tøjvask
Varemærke	Diversey
Vareserie	CLAX Mild Color 33D1
Features	Kulørt, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	7
Rumindhold, netto	20 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	29 cm	25 cm	39,5 cm	7615400165674
stk	1 stk				

 <p>Produktet kan udgøre en sundhedsfare.</p>	 <p>Produktet indeholder ikke parfume.</p>	 <p>Produktet indeholder ikke farve.</p>
 <p>Produktet anvendes til tøjvask.</p>	 <p>Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.</p>	