



Varenummer 1000002170



## Blegemiddel, Diversey CLAX Bright bleach 44A1, 20 l, uden klor, farve og parfume

- ✓ Omkostningbesparende
- ✓ Minimal kemisk slidtage og farveændring
- ✓ Enzymer

### Produktbeskrivelse

Stabiliseret, effektivt blegesystem, baseret på phthalimidoperoxyhexansyre, som anvendes i forbindelse med lav til middel vasketemperatur. Doseres ind i klarvasken. Anvendes på alle typer tekstiler (undtagen uld og nylon) herunder også kulørte, farvefaste tekstiler. For optimal omkostningsbesparelser i blegeprocessen (energibesparelse) skal henholdsvis temperatur og pH-værdi i klarvasken være 40 °C og 9.2-9.5 i forbindelse med tilsætning af produktet. Den kemiske slidtage og farveændring vil være minimal. Er en del af Xtend Technology, baseret på et forvaske/klarvaske vaskemiddel, enzymer og blegemiddel. Systemet har vist sig at give fremragende vaskeresultat på hvide tekstiler. Da der anvendes lavere vasketemperaturer, betyder det reduktion af energi og vand, som igen indebærer en væsentlig omkostningsbesparelse.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Blegemiddel
Varemærke	Diversey
Vareserie	CLAX Bright bleach 44A1
Features	Uden klor, farve og parfume
pH-værdi (konc.)	4
Højde	31.45 cm
Rumindhold, netto	20 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	2-5 ml til 1 kg tøj.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	29 cm	23 cm	39.5 cm	7615400746934
stk	1 stk				

 <p>Produktet er ætsende.</p>	 <p>Produktet indeholder ikke parfume.</p>	 <p>Produktet indeholder ikke farve.</p>
 <p>Produktet indeholder ikke klor.</p>	 <p>Produktet anvendes til tøjvask.</p>	 <p>Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.</p>