



Varenummer 1000002199

## Bakke, K 2182-1F, 17,8x9,8x5cm, 600 ml, klar, PP, 600 ml

- ✓ Eget til mikrobølgeovn
- ✓ Eget til alle typer af fødevarer
- ✓ Eget til forsegling



### Produktbeskrivelse

Produkter fremstillet af solidt og stærkt PP er velegnet til alle typer af fødevarer. Vi anbefaler disse bakker til servering af kolde retter, men de tåler også mikrobølgeovn, så mulighederne er mange.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Bakke
Model	K 2182-1F
Farve	Klar
Materiale	PP
Længde/dybde	17.8 cm
Bredde	9.8 cm
Højde	5 cm
Vægt, netto	11.06 g
Rumindhold, brutto	600 ml
Tykkelse	700 micron
Volumen af rum	600 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) 1895/2005
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Temperatur Tolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer mellem 0C og stuetemperatur, samt til opvarmning i 2 timer ved 121C.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer mellem 0°C og stuetemperatur, samt til opvarmning i 2 timer ved 121°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	608 stk	57 cm	40.5 cm	37.5 cm	5703969012927
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er fryseseikkert.