



Varenummer 1000002208

Inkubator, 20 l



Produktbeskrivelse

Anvendes til inkubering af forskelligt materiale.

Temperaturen kan indstilles til mellem 30 °C og 70 °C, tid kan indstilles mellem 1 minut og 600 minutter eller uendelig tid.. Har elektronisk temperaturkontrol og har alarm ved fejl eller temperaturfald. Inkubatoren kan monteres på væg. Effekt: 100 Watt / 220 Volt. Leveres inklusiv 2 stålhylder.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Inkubator
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	38 cm
Bredde	56 cm
Højde	37 cm
Vægt, netto	12.3 kg
Rumindhold, netto	20 l
Strømspecifikationer	100W/220 V
Inkluderet tilbehør	Inkl. 2 hylder i rustfri stål.
Certifikater	MD. CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Temperatur Tolerance	+30° C til +70° C.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	59 cm	39.4 cm	44.5 cm	
stk	1 stk				5703538370427



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.