



Varenummer 1000002212



## Spand til fødevarer, Vikan, 38x47x47cm, 20 l, rød, PP/rustfrit stål, med hældetud

- ✓ Spanden er velegnet til både faste og flydende ingredienser
- ✓ Ergonomisk korrekt at løfte og hælde fra uden at spilde
- ✓ Spanden har en holdbar, tydelig måleskala



### Produktbeskrivelse

Denne robuste 20-liters spand kan både bruges til rengøring og opbevaring af fødevarer. Spanden har en bred, drypfri hældetud, et solidt håndtag i rustfrit stål, hævet bund og en indvendig måleskala med forskellige måleenheder. Den flade side forhindrer spild.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Spand til fødevarer
Varemærke	Vikan
Farve	Rød
Features	Med hældetud
Materiale	PP, rustfrit stål
Længde/dybde	38 cm
Bredde	47 cm
Højde	47 cm
Vægt, netto	1.77 kg
Rumindhold, brutto	20 l
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, UK 2019/704
Vaskeanvisninger	Kan rengøres ved +100°C til -20°C.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	5 stk	80 cm	45.5 cm	41.5 cm	15705020569248
stk	1 stk				5705020569241



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.