



Varenummer 1000002235

Termometer, TFA, 6,5x10,5cm, sølv, til inde og ude, til bord eller vægophæng

Produktbeskrivelse

Digitalt termometer anvendes til måling af temperatur inde (fra -10°C til 50°C) og ude (fra -50°C til 60°C). Kan stilles eller hænges op på væg. Kabel 3 meter. 1 stk. batteri 1,5 V AAA medfølger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termometer
Varemærke	TFA
Farve	Sølv
Features	Til inde og ude, til bord eller vægophæng
Bredde	6.5 cm
Højde	10.5 cm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	12 cm	9.5 cm	2.8 cm	4009816010711