

Varenummer 1000002254

Tungeholder, Portex, 5cm, Ø5mm,
mørkeblå, usteril, 00, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med intubering eller kramper. Farvekodet konnektor giver sikker identificering af korrekt størrelse



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tungeholder
Varemærke	Portex
Sekundær farve	Mørkeblå
Features	Usteril, 00
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nylon, plast
Længde/dybde	5 cm
Diameter	5 mm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	40.5 cm	25.5 cm	17 cm	55019315071384
pk	10 stk	76 cm	12 cm	15 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke
latex.