



Varenummer 1000002265

Ilt spiralslange, Ø 6 mm, længde 500 mm  
(udstrukket 2500 mm), engangs



## Produktbeskrivelse

Ilt spiralslange til transmission af ilt fra iltkilde til patienten. Fastgøres til et flowmeter og til maske eller nasal kanyle. Produktet er til engangsbrug på én patient.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Ilt spiralslange
Features	Ø 6 mm, længde 500 mm (udstrukket 2500 mm)
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	TPU
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	77.5 cm	38 cm	24 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.