

Protein & Energitilskud

Adosan Transparent er et smagsneutralt protein- og energitilskud i pulverform der tilsættes maden eller drikke. Adosan Transparent fremstår klar et par minutter efter omrøring. Adosan Transparent kan naturligvis også tilsættes ikke transparente drikke og retter. Er velegnet til saft, juice, vand, kaffe og mellemmåltider, morgenmaden eller andre retter hvor protein og energitætheden skal forøges.

Anbefalet brug: 5-10 gram pr. portion mad/drikke à 125 ml

Indhold: Protein, maltodextrin.

Anvendelse: Adosan Transparent **kan blandes i kolde og varme retter.** Er frysestabil.

Adosan Heavy	g	100,0	
Energi*	kJ	1698	
Makronæringsstoffer			
Protein	g	40	40 %
Essentielle	g	6,7	
Valin	g	1,0	
Leucin	g	1,2	
Isoleucine	g	0,5	
Phenylalanin	g	0,6	
Threonin	g	0,7	
Methionin	g	0,3	
Lysin	g	1,5	
Non-essentielle	g	29,2	
Glycine	g	9,5	
Alanine	g	3,7	
Tyrosine	g	0,2	
Serine	g	1,1	
Cysteine	g	0,2	
Proline	g	4,8	
Glutaminsyre (+glutamin)	g	4,2	
Asparaginsyre (+asparagin)	g	2,3	
Arginin	g	2,9	
Histidin	g	0,2	
Kulhydrater	g	57,6	60 %
Monosaccharider	g	0,6	
Fructose (mono)	g	0,0	
Glucose (og dextrose) (mono)	g	0,6	
Disaccharider	g	3,7	
Mono + disaccharider	g	4,2	
Maltodextrin	g	57,6	
Maltose (disacc)	g	3,5	
Maltotriose	g	5,2	
Polysaccharider	g	48,4	

Vitaminer			
E	α-TE (mg)	24,2	
Folsyre	µg	80	
B12	µg	1,6	
Mineraler			
Natrium	mg	60	
Chlorid	mg	48	
Kalium	mg	560	
Calcium	mg	40	
Phosphor	mg	20	
Magnesium	mg	4	
Jern	mg	0,6	
Zink	mg	1,6	

Emballage: - Æsker af 20 breve
- Spand af 1 kg
- Spand af 3 kg

Holdbarhed: - 1½ år fra produktionsdato