



Varenummer 1000002270

Berigelsespulver, Adosan Transparent, transparent, 3 kg

- ✓ Transparent
- ✓ Højt proteinindhold
- ✓ Ikke tilsat sukker
- ✓ Laktosefri
- ✓ Glutenfri
- ✓ Ikke mælkeprotein
- ✓ Soyafri

Produktbeskrivelse

Adosan Transparent er et smagsneutralt energi- og proteintilskud i pulverform, der tilsættes mad og drikke. Adosan Transparent fremstår helt klar et par minutter efter omrøring. Er velegnet til saft, juice, vand, kaffe, hoved- og mellemmåltider, morgenmad og frugtgrød, hvis protein- og energi-tætheden skal forøges. Glutenfri. Laktosefri. Ikke tilsat kunstige sødemidler eller smagsstoffer.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Berigelsespulver
Varemærke	Adosan
Vareserie	Transparent
Sekundær farve	Transparent
Ingredienser/sammensætning	Protein (animalsk) og maltodextrin
Vægt, netto	3 kg
Sygesikringsgruppe	Ikke tilskudsberettiget
Doseringsinstruktioner	5-10 gram pr. portion mad/drikke à 125 ml
Holdbarhed	1½ år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	3 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 stk	29 cm	27 cm	22.5 cm	



Produktet er glutenfrit.



Produktet er laktosefrit.