

Protein- og energitilskud

Adosan Kold/Varm er et smagsneutralt protein- og energitilskud i pulverform der tilsættes maden. Adosan Kold/Varm har et højt protein- og energiindhold og er yderst velegnet til såvel varme og kolde retter og drikke, hvor protein- og energitætheden skal forøges.

Adosan er en særlig kombination af essentielle amino- og fedtsyrer, kulhydrater og kostfibre med høj biologisk værdi der øger madens næringsværdi.

Anbefalet brug: 5-10 gram pr. portion mad/drikke à 125 ml (40-88 gram pr. liter).

Indhold: Protein (kalve og soya), vegetabilsk olie, maltodextrin og inulin.

Anvendelse: Adosan Kold/Varm **blandes i varme og kolde retter og drikke.** Er frysestabil.

Adosan Varm	Enhed	100,0	Energi %
Energi*	kJ	1855,1	100,0
Makronæringsstoffer			
Protein	g	56,5	51
Essentielle	g	10,5	
Valin	g	1,6	
Leucin	g	1,9	
Isoleucine	g	0,9	
Phenylalanin	g	1,5	
Tryptofan	g	0,8	
Threonin	g	1,0	
Methionin	g	0,5	
Lysin	g	2,3	
Non-essentielle	g	40,5	
Glycine	g	12,6	
Alanine	g	5,0	
Tyrosine	g	0,4	
Serine	g	1,7	
Cysteine	g	0,4	
Proline	g	6,6	
Glutaminsyre (+glutamin)	g	6,1	
Asparaginsyre (+asparagin)	g	3,4	
Arginin	g	4,0	
Histidin	g	0,4	
Kulhydrater			
Monosaccharider	g	0,8	
Fructose (mono)	g	0,5	
Glucose (og dextrose) (mono)	g	0,3	
Disaccharider	g	1,5	
Mono + disaccharider	g	4,7	
Maltodextrin	g	11,6	
Maltose (disacc)	g	0,7	
Maltotriose (tri)	g	1,0	
Højere sacch. (polysacc)	g	12,3	

Fibre	g	10,8	
Inulin	g	10,8	
Fedt			
Fedtsyresammensætning	g	12,7	27
C16:0 + C16:1	g	1,3	
C18:0	g	0,5	
C18:1	g	2,8	
C18:2	g	6,7	
C18:3	g	1,3	
C20:0 + C20:1	g	1,3	
Total mættet	g	1,4	
Total monoumættet	g	3,6	
Total polyumættet	g	7,7	
Essentielle fedtsyrer			
Linolsyre	g	6,8	
Linolensyre	g	0,9	
Total	g	7,7	
Vitaminer			
E	mg	6,7	
Thiamin	mg	0,1	
Riboflavin	mg	0,1	
Niacin	mg	0,2	
Folsyre	mg	109,8	
B12	mg	0,4	
Mineraler			
Natrium	mg	127,6	
Chlorid	mg	74,3	
Kalium	mg	748,8	
Calcium	mg	64,0	
Phosphor	mg	53,1	
Magnesium	mg	7,5	
Jern	mg	0,8	
Zink	mg	2,2	
Kobber	mg	0,7	

Emballage: Æske af 20 breve
Karton af 400 breve
Spand af 1 kg & 3 kg

Holdbarhed: 1½ år fra produktionsdato