

Protein tilskud

Adosan HøjProtein er et smagsneutralt proteintilskud i pulverform der tilsættes maden. Adosan HøjProtein har et 100% indhold af protein.

Anvendelse: Adosan HøjProtein er yderst velegnet til berigelse af alle kolde og varme retter og drikke - Er frysestabil.

Anbefalet brug: 5-10 gram pr. portion mad/drikke à 125 ml (40-88 gram pr. liter).

Forslag til anvendelse: Havregrød, gryderetter, øllebrød, sovs, kartoffelmos, stuvninger, gratiner, og legerede supper. KAN tilsættes klare drikke & mad.

Adosan HØJ Protein	Enhed	100 g	Energi %
Kulhydrat	g	0	
Fedt	g	0	
Energi*	kJ	1700	100
Makronæringsstoffer			
Protein (kalveprotein)	g	100	100
Essentielle	g	16,7	
Valin	g	2,5	
Leucin	g	3,0	
Isoleucine	g	1,2	
Phenylalanin	g	2,5	
Threonin	g	1,5	
Methionin	g	0,8	
Lysin	g	3,8	
Non-essentielle	g	72,9	
Glycine	g	23,9	
Alanine	g	9,1	
Tyrosine	g	0,5	
Serine	g	2,8	
Cysteine	g	0,6	
Proline	g	12,1	
Glutaminsyre (+glutamin)	g	10,4	
Asparaginsyre (+asparagin)	g	5,7	
Arginin	g	7,3	
Histidin	g	0,6	

Mineraler			
Natrium	mg	150	
Chlorid	mg	120	
Kalium	mg	1400	
Calcium	mg	100	
Phosphor	mg	50	
Magnesium	mg	10	
Jern	mg	1,5	
Zink	mg	4	
Kobber	mg	14	

Emballage: - Spand af 3kg
- Spand af 1 kg

Holdbarhed: - 1½ år fra produktionsdato