



Varenummer 1000002286

Berigelsespulver, Adosan Protein, 3 kg

- ✓ Højt proteinindhold
- ✓ Ikke tilsat sukker
- ✓ Laktosefri
- ✓ Glutenfri
- ✓ Ikke mælkeprotein
- Soyafri

Produktbeskrivelse

Adosan Protein er et smagsneutralt proteintilskud, som kan blandes direkte i kolde og varme retter. Kan også blandes i drikke som f.eks. mælk, saftvand eller juice. Glutenfri. Laktosefri. Ikke tilsat kunstige sødemidler eller smagsstoffer.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Berigelsespulver
Varemærke	Adosan
Vareserie	Protein
Ingredienser/sammensætning	Protein (animalsk)
Vægt, netto	3 kg
Sygesikringsgruppe	Ikke tilskudsberettiget
Doseringsinstruktioner	5-10 gram pr. portion mad/drikke à 125 ml (40-88 gram pr. liter).
Holdbarhed	1½ år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	3 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	4 stk	59 cm	40 cm	48 cm	

