



Varenummer 1000002329

Benskinne, Delta-Xpress, M, hvid, nonwoven/pap/polyester/viskose



Produktbeskrivelse

Delta-Xpress er en serie af forskellige design til immobilisering ved skade på ben, arm, knæ, hånd og håndled. Skinnerne er produceret med indvendig polstring som sikrer komfort og stødabsorbering. Ved brug af saks kan de tilpasses i udformning.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Benskinne
Varemærke	Delta-Xpress
Størrelse	M
Farve	Hvid
Materiale	Nonwoven, pap, polyester, viskose
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	48.2 cm	14.5 cm	31.2 cm	4042809448856
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.