



Produktdatablad

Benskinne, Delta-Xpress, L, hvid, pap/polyester/viskose/nonwoven

Varenummer : 1000002330
Varegruppe : Kropsfiksering
Forpakninger : 10 stk = 1 pakke



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Benskinne
Varemærke: Delta-Xpress
Farve: hvid
Materiale: pap, polyester, viskose, nonwoven
Størrelse: L
Certifikater: CE
CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I

Produktbeskrivelse: Delta-Xpress er en serie af forskellige design til immobilisering ved skade på ben, arm, knæ, hånd og håndled. Skinnerne er produceret med indvendig polstring som sikrer komfort og stødabsorbering. Ved brug af saks kan de tilpasses i udformning.

Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.