



Varenummer 1000002333

Hånd- og håndledsskinne, Delta-Xpress, L, hvid, nonwoven/pap/polyester/viskose



Produktbeskrivelse

Delta-Xpress er en serie af forskellige design til immobilisering ved skade på ben, arm, knæ, hånd og håndled. Skinnerne er produceret med indvendig polstring som sikrer komfort og stødabsorbering. Ved brug af saks kan de tilpasses i udformning.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hånd- og håndledsskinne
Varemærke	Delta-Xpress
Størrelse	L
Farve	Hvid
Materiale	Nonwoven, pap, polyester, viskose
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	46.5 cm	20 cm	23 cm	4042809449006
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.