

Varenummer 1000002341

**Tørsterilisator, Melag 205,
50,5x31x38,5cm, 14 l, bordmodel, uden
bakke****Produktbeskrivelse**

Melag 205 tørsterilisator anvendes til sterilisation efter tørluftprincippet. Temperaturen kan reguleres fra 60-180 grader Celsius. Steriliserer effektivt objekter af metal, glas, porcelæn, lertøj, emalje og lignende. Melag 205 er en kompakt løsning med plads til 6 bakker (medfølger ikke). Indvendige mål (d)36 x (b)20 x (h)19 cm. Strømforsyning 220-240V 50/60 Hz / 110 V 50/60 Hz

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tørsterilisator
Varemærke	Melag
Vareserie	205
Features	Bordmodel, uden bakke
Længde/dybde	50.5 cm
Bredde	31 cm
Højde	38.5 cm
Rumindhold, brutto	14 l
Strømspecifikationer	220-240V 50/60 Hz / 110 V 50/60 Hz
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	55.5 cm	40.5 cm	47 cm	
stk	1 stk				