



## Produktdatablad

### **Startsæt, Vileda UltraSpeed Pro, 15 l, håndpresse**

**Varenummer :** 1000002349  
**Varegruppe :**  
**Forpakninger :** 1 stk = 1 kolli  
48 stk = 1 palle  
48 kolli = 1 palle



### **Varedeklaration**

**Produktbetegnelse:** Startsæt

**Varemærke:** Vileda

**Vareserie:** UltraSpeed Pro

**Features:** håndpresse

**Inkluderet tilbehør:** Spand med håndpresse, fremfører, MicroPlus mop

**Volumen, brutto:** 15 l

**Produktbeskrivelse:** UltraSpeed Pro er et moderne moppesystem som er enkelt at anvende. Systemet anbefales til små og mindre pladser som f.eks. butikker, tankstationer, pizzariaer, restauranter, kontorer etc.

**Tilhørende varer:** 16902701, 1000002351, 1000002350, 16902401, 16879201