



Varenummer 1000002384

Maske, Laerdal, med inflationsventil, str. 3, barn, engangs



Produktbeskrivelse

Engangsmasken fra Laerdal anvendes sammen med Laerdals genoplivningsballoner The Bag II.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Maske
Varemærke	Laerdal
Features	Med inflationsventil, str. 3, barn
Engangs/flergangs	Engangs
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	180 stk	50.5 cm	40 cm	64 cm	
pk	20 stk	38 cm	15.8 cm	19.8 cm	7045432083958
stk	1 stk				7045432083941



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.