



Varenummer 1000002384

Maske, Laerdal, med inflationsventil, str. 3, barn, engangs



Produktbeskrivelse

Engangsmasken fra Laerdal anvendes sammen med Laerdals genoplivningsballoner The Bag II.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Produktbetegnelse | Maske |
| Varemærke | Laerdal |
| Features | Med inflationsventil, str. 3, barn |
| Engangs/flergangs | Engangs |
| Certifikater | CE. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse IIa |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC |
| Bortskaffelse af produkt | Afleveres på miljøstation. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll | 180 stk | 50.5 cm | 40 cm | 64 cm | |
| pk | 20 stk | 38 cm | 15.8 cm | 19.8 cm | 7045432083958 |
| stk | 1 stk | | | | 7045432083941 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.