

ABENA®

Produktdatablad

Vaskemiddel, Neutral Hvidvask, 700 ml, flydende, 14 vaske

Varenummer : 1000002392
Version : 02
Varegruppe :
Forpakninger : 10 stk = 1 kolli
48 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Vaskemiddel
Varemærke: Neutral
Vareserie: Hvidvask
Features: flydende, 14 vaske
pH-værdi (konc.): pH 8,75
Volumen, netto: 700 ml
Certifikater: Astma-Allergi Danmark, Svanemærket

Produktbeskrivelse: Flydende vaskemiddel til hvidt og lyst tøj. Velegnet til vasketemperaturer på 30-60°C. Indeholder ikke optisk hvidt, parfume og farvestoffer, hvilket reducerer risikoen for allergiproblemer. Indeholder et nyt enzymesystem, som vasker tøjet hvidt uden brug af blegemidler og optisk hvidt.

Vejledning i brug/ anvendelse: