



Varenummer 1000002392

Neutral®

Tøjvask, Neutral, 700 ml, flydende, hvidt, uden farve og parfume

✓ Reduceret risiko for allergiproblemer



## Produktbeskrivelse

Flydende vaskemiddel til hvidt og lyst tøj. Velegnet til vasketemperaturer på 30-60°C. Indeholder ikke optisk hvidt, parfume og farvestoffer, hvilket reducerer risikoen for allergiproblemer. Indeholder et nyt enzymesystem, som vasker tøjet hvidt uden brug af blegemidler og optisk hvidt.



## Specifikationer

Produktbetegnelse	Tøjvask
Varemærke	Neutral
Features	Flydende, hvidt, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	8.8
Rumindhold, netto	700 ml
Certifikater	Svanemærket, Allergy Certified

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	33 cm	28.7 cm	24 cm	8710522447147
stk	1 stk				



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Vores produkt er AllergyCertified - en international allergicertificering, der giver anbefalinger til kosmetik, bleer og hygiejneprodukter.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet anvendes til tøjvask.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet indeholder ikke farve.