



Varenummer 1000002412

IV-fiksering, Leukomed I.V., 6x8cm,
transparent, latexfri, steril



Produktbeskrivelse

Enkel og sikker fiksering af venekatetre. Tynd og formbar film, som følger hudens bevægelser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	IV-fiksering
Varemærke	Leukomed
Vareserie	I.V.
Sekundær farve	Transparent
Features	Latexfri, steril
Materiale	PA, PU
Længde/dybde	6 cm
Bredde	8 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	400 stk	27.9 cm	21.3 cm	15.5 cm	4042809392050
pk	50 stk	10 cm	6.5 cm	14.3 cm	4042809218459
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.