



Varenummer 1000002416

Tætningsring, Brava, Ø34/64 mm, 2,5 mm, standard



Produktbeskrivelse

Anvendes til at beskytte mod lækage ved brug af stomiprodukter. Give ren tæt omslutning omkring stomien, samtidig med at den beskytter huden.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tætningsring
Varemærke	Brava
Features	Ø34/64 mm, 2,5 mm, standard
Tykkelse	2,5 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	480 stk	36 cm	38 cm	20 cm	5708932015462
pk	30 stk	10 cm	9 cm	17 cm	5708932015363
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.