

Fresubin® YoDrink



- ▶ **Fuldgyldig ernæringsdrik**
 - 300 kcal/1260 kJ/flaske
 - 15 g protein/flaske
- ▶ **Proteinrig, 20 E%**
- ▶ **Syrlig**
 - 3 gode smagsvarianter
 - Abrikos/Fersken, Hindbær og Lemon
- ▶ **Glutenfri**



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresubin® YoDrink

Næringsindhold

Pr. 100 ml

Energi	150 kcal 630 kJ
Protein	7,5 g
Kulhydrater	19,5 g
heraf sukkerarter	15,4 g
heraf laktose	≤ 3,0 g
Fedt	4,7 g
heraf mættet fedt	0,58 g
heraf enkeltumættet fedt	3,1 g
heraf flerumættet fedt	1,0 g
heraf EPA* og DHA**	0 g
heraf MCT	0 g
Fibre	0,1 g
Vand	75 ml
Osmolaritet	885 mosmol/l
Osmolalitet	1180 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler og sporstoffer:	
Natrium	60 mg (2,6 mmol)
Kalium	165 mg (2,4 mmol)
Klorid	85 mg (2,4 mmol)
Kalcium	240 mg (6 mmol)
Magnesium	18 mg (0,7 mmol)
Fosfor	95 mg (3,1 mmol)
Jern	2,5 mg
Zink	2 mg
Kobber	375 µg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,5 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	13 µg
Molybdæn	18,8 µg
Selen	14 µg
Vitaminer og andre næringsstoffer:	
Vit. A	150 µg
Vit. D ₃	2,5 µg
Vit. E	3,75 mg
Vit. K ₁	21 µg
Vit. B ₁	0,3 mg
Vit. B ₂	0,4 mg
Niacin	3,75 mg
Vit. B ₆	0,43 mg
Vit. B ₁₂	0,75 µg
Pantotensyre	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folsyre	62,5 µg
Vit. C	18,8 mg
Kolin	32 mg

Energifordeling (E%):

protein 20%, fedt 28%, kulhydrater 51,9%, fibre 0,1%

* Eicosapentaensyre ** Docosahexaensyre



Produkttegenskaber

Fødevarer til særlige medicinske formål:

Komplet, energirig (1,5 kcal/ml) ernæringsdrik med lavt indhold af fibre. Glutenfri, lavt indhold af laktose.

Anvendelse:

Til ernæringsbehandling af patienter i risiko for underernæring, specielt til patienter med øget energibehov.

Dosering:

Som supplement anbefales 2-3 flasker à 200 ml/dag. Som fuldgyldig ernæring anbefales 5-7 flasker à 200 ml/dag.

Vigtigt!

Skal anvendes i henhold til ordinationen. Kan anvendes både som fuldgyldig ernæring og som supplement. Drikkes langsomt. Rystes før brug. Er ikke egnet til børn under 3 år.

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur. En åbnet flaske kan opbevares 24 timer i køleskab.

Ingredienser:

Vand, maltodextrin, vegetabilsk olie, valleprotein, fermenteret skummetmælkspulver, sakkarose, aromastoffer, farvestof E 120 (smagsvariant Hindbær), mineraler, emulgatorer (sojalecithin, E 471), vitaminer, sporstoffer, surhedsregulerende middel (E 270) og andre næringsstoffer.

Fedtkilder: Solsikkeolie, rapsolie

Proteinkilde: Mælk

Kulhydratkilder: Maltodextrin fra majs, sakkarose, laktose

Fiberkilde: Pektin

Pakninger og varenr.

Produkt	Apoteks-varenr.	Fresenius Kabi varenr.
Abrikos/Fersken	217100	724 76 01
Hindbær	217096	724 86 01
Lemon	218505	745 36 01

For yderligere produktinformation kontakt venligst Fresenius Kabi. Telefon 3318 1600 eller www.fresenius-kabi.dk



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 3318 1600
www.fresenius-kabi.dk