




Varenummer 1000002553

**Linersæt, VenoTrain Ulcertec 46, hvid, medium-plus-lang****Produktbeskrivelse**

Inderstrømpe - sæt med 3 stk. Inderstrømpen har et subbandage tryk på 18 mmHg. Som supplement til strømpesættet VenoTrain Ulcertec 46. Endvidere til patienter, der tåler en høj kompression om natten.

**Specifikationer**

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Linersæt                                                                         |
| Varemærke                        | VenoTrain                                                                        |
| Vareserie                        | Ulcertec 46                                                                      |
| Farve                            | Hvid                                                                             |
| Ingredienser/sammensætning       | 69% polyamid, 31% elasthan                                                       |
| Strømpestørrelse                 | Medium-plus-lang                                                                 |
| Certifikater                     | CE, MD, OEKO-TEX                                                                 |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                                         |
| Produkt- eller teststandarder    | RAL-GZ-387                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | 5 år                                                                             |
| Holdbarhed, åbnet                | ½ år ved daglig brug                                                             |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

**Forpakning**

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde  | EAN           |
|-------|------------|---------|--------|--------|---------------|
| pk    | 3 stk      | 22.5 cm | 15 cm  | 2.8 cm | 4046445971563 |
| par   | 2 stk      | 0 cm    | 0 cm   | 0 cm   |               |
| stk   | 1 stk      |         |        |        |               |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.