



Varenummer 1000002603

Bakke, C 2227-4B, 22,7x17,8x3cm, 735 ml, sort, CPET, 4-rums, 140/155/185/255 ml, standard serie, hovedret

- ✓ Eget til ovn
- ✓ Eget til mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer
- ✓ Eget til forsegling

**Produktbeskrivelse**

C-PET produkter er velegnede til alle typer fødevarer. C-PET produkter er særligt gode til brug i ovn ved temperaturer op til 220°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.

**Specifikationer**

Produktbetegnelse	Bakke
Model	C 2227-4B
Farve	Sort
Features	Standard serie, hovedret
Materiale	CPET
Længde/dybde	22.7 cm
Bredde	17.8 cm
Højde	3 cm
Rumindhold, brutto	735 ml
Antal lag	1-lags
Antal rum	4-rums
Volumen af rum	140/155/185/255 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EU) 2022/1616, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) 1895/2005
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til opvarmning i 30 minutter ved 220°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	344 stk	60 cm	40 cm	24.5 cm	5703969075021



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.



Produktet kan bruges i
mikrobølgeovnen.



Produktet kan bruges i ovnen.