

Varenummer

1000002611

Blespand, InkoBaby, stål mat, metal, 40 l

✓ Flot design

Produktbeskrivelse

Affaldsspand specielt til bleer og andet hygiejne affald. Med en speciel lukkemekanisme sluttet der tæt om den ble, som kommer i spanden så lugtge-

ner undgås.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blespand
Varemærke	InkoBaby
Sekundær farve	Stål mat
Features	Med touch låg
Materiale	Metal
Højde	73 cm
Diameter	29.5 cm
Rumindhold, brutto	40 l
Volumen af rum	40 l
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	36 cm	36 cm	79 cm	5704627017759