

Varenummer 1000002635

EKG-elektrode, Kendall Arbo, H34SG, med trykknappkonnektor, latexfri

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med EKG-undersøgelse.

Specifikationer

Produktbetegnelse	EKG-elektrode
Varemærke	Kendall Arbo
Features	H34SG, med trykknappkonnektor, latexfri
Holdbarhed	2 år fra produktionsdato
Vaskeanvisninger	Opbevares ved 10° C til 30° C.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 pk	59.5 cm	39.5 cm	50 cm	30884521516209
pk	300 stk	19 cm	18.5 cm	24 cm	20884521516202