



Varenummer 1000002652

Proteinberiget is, Skee is, vanille/hindbær, 70 g

- ✓ Meget energirig
- ✓ Isen kan nydes både frossen og optøet
- ✓ Kan opbevares 8 timer i køleskab
- ✓ Ingen E-numre
- ✓ Flamingokoppen beskytter fingrene mod kulde fra isen



Produktbeskrivelse

En lækker gourmet-dessert proteinis fremstillet af friske økologiske råvarer - til dig med ekstra behov. Isen er godkendt af de danske myndigheder, som levnedsmiddel til særlig medicinsk ernæring, og derfor egnet til småtspisende. Proteinisen tempereres i køleskab i minimum en halv time, før den skal nydes. Kan henstå i op til 8 timer i køleskab. Optøet protein is får konsistens som fromage. Eventuelle rester kan også stilles i køleskab op til 8 timer og efterfølgende nydes som fromage. Serveres direkte fra emballagen. Emballagen beskytter isen mod varme og holder isen kold og cremet længe. Samtidig isolerer emballagen, så man undgår kolde fingre. Prøv også en skefuld is i kaffen eller kakao.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Proteinberiget is
Varemærke	Skee is
Features	Økologisk, mix-kasse 24 stk., 2 varianter a 12 stk.
Vægt, netto	70 g
Smag	Vanille, hindbær
Certifikater	Fairtrade, Ø-mærket
Sygesikringsgruppe	1
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Før anvendelse: Isen opbevares i fryser. Isen optøs i køleskab 1-8 timer. Holdbarhed i køleskab: Ved + 5 grader C: 8 timer Ved + 2 grader C: 12 timer Alternativt kan isen optøs ca. ½ time ved rumtemperatur. Må ikke nedfryses igen efter optøning. Holdbarhed ved - 18 grader C: Se kop
Holdbarhed	Ved - 18 grader celcius: se kop
Holdbarhed, åbnet	Ved +5°C : 8 timer Ved +2°C : 12 timer
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	24 stk	0 cm	0 cm	0 cm	5707139301545



Fairtrade er en international mærkningsordning, der garanterer, at produktet er bæredygtigt produceret med fair arbejdsvilkår for landmænd og arbejdere.