

Proteinberiget flødeis

Vanilje flødeis

Ingredienser:

Fløde 79%, rørsukker, **mælkeproteiner**, vanilje.

Alle ingredienser er økologiske.

Næringsindhold pr 100 g.:

Energi	1299 kJ/309 kcal.
Fedt	24 g.
-heraf mættede fedtsyrer	13 g.
Kulhydrater	15 g.
-heraf sukkerarter	15 g.
Protein	9 g.
Salt	0,09 g.
Salt stammer udelukkende fra naturligt forekommende natrium.	

Næringsindhold pr portion = 100 ml/70 g.:

Energi	909 kJ/216 kcal.
Fedt	17 g.
-heraf mættede fedtsyrer	9,1 g.
Kulhydrater	10 g.
-heraf sukkerarter	10 g.
Protein	6,3 g.
Salt	0,06 g.

Vitamin indhold pr. 100 g.

Vitamin A	182 µg/100 g
Vitamin D3	<0.25 µg/100 g
Vitamin E	0.677 mg/100 g
Vitamin B ₁ (Thiamin)	0.0370 mg/100 g
Riboflavin incl. phosphorylated	0.280 mg/100 g
Vitamin B ₅ (Pantothen-syre)	0.283 mg/100 g
Vitamin B ₆ (Pyridoxine)	0.0217 mg/100 g
Vitamin B ₈ (Biotin)	1.73 µg/100 g
Vitamin B ₁₂ (Cyanocobalamin)	0.344 µg/100 g
Niacin	<0.015 mg/100 g
Folat	6.40 µg/100 g
Vitamin C	<0.5 mg/100 g
Vitamin D ₃	<0.25 µg/100 g

Mineral indhold pr 100 g.

Natrium	0.030 g/100 g
Clorid	<50 mg/100 g
Selen (Se)	0,0023 mg/100 gram
Jern (Fe)	96 µg/100 gram
Chrom (Cr)	6 µg/100 gram
Phosphor (P)	170 mg./100 gram
Calcium (Ca)	250 mg./100 gram
Magnesium (Mg)	14 mg/100 gram
Kalium (K)	136 mg./100 gram
Iod (I)	0,03 mg./100 gram
Mangan (Mn)	0,1 mg/100 gram
Kobber (Cu)	0,02 mg/100 gram
Zink (Zn)	0,82 mg/100 gram
Molybdæn (Mo)	0,015 mg/100 gram

Indeholder: 24/48 stk. af 100 ml./70 g.

Vanilje flødeis med hindbær

Ingredienser:

Fløde 72%, rørsukker, **mælkeproteiner**, hindbær 2%, vanilje. **Alle ingredienser er økologiske.**

Næringsindhold pr 100 g.:

Energi	1281 kJ/305 kcal.
Fedt	22 g.
-heraf mættede fedtsyrer	14 g.
Kulhydrater	19 g.
-heraf sukkerarter	18 g.
Protein	8 g.
Salt	0,09 g.
Salt stammer udelukkende fra naturligt forekommende natrium.	

Næringsindhold pr portion = 100 ml/70 g.:

Energi	896 kJ/213 kcal.
Fedt	15 g.
-heraf mættede fedtsyrer	9,8 g.
Kulhydrater	13 g.
-heraf sukkerarter	12 g.
Protein	5,6 g.
Salt	0,06 g.

Vitamin indhold pr. 100 g.

Vitamin A	182 µg/100 g
Vitamin D3	<0.25 µg/100 g
Vitamin E	0.677 mg/100 g
Vitamin B ₁ (Thiamin)	0.037 mg/100 g
Riboflavin incl. phosphorylated	0.280 mg/100 g
Vitamin B ₅ (Pantothen-syre)	0.283 mg/100 g
Vitamin B ₆ (Pyridoxine)	0.0217 mg/100 g
Vitamin B ₈ (Biotin)	1.73 µg/100 g
Vitamin B ₁₂ (Cyanocobalamin)	0.344 µg/100 g
Niacin	<0.015 mg/100 g
Folat	6.40 µg/100 g
Vitamin C	<0.5 mg/100 g
Vitamin D ₃	<0.25 µg/100 g

Mineral indhold pr 100 g.

Natrium	0.030 g/100 g
Clorid	<50 mg/100 g
Selen (Se)	0,0023 mg/100 gram
Jern (Fe)	96 µg/100 gram
Chrom (Cr)	6 µg/100 gram
Phosphor (P)	170 mg./100 gram
Calcium (Ca)	250 mg./100 gram
Magnesium (Mg)	5,1 mg/100 gram
Kalium (K)	136 mg./100 gram
Iod (I)	0,03 mg./100 gram
Mangan (Mn)	0,1 mg/100 gram
Kobber (Cu)	0,02 mg/100 gram
Zink (Zn)	0,83 mg/100 gram
Molybdæn (Mo)	0,015 mg/100 gram

Skee Protein flødeis er et levnedsmiddel til særlig medicinsk ernæring. Til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring.

Vigtigt! Skal anvendes under lægeligt tilsyn.

Skee protein flødeis er ikke egnet som eneste ernæringskilde.

Meget energirig

Dosis: I henhold til ordination eller 1-3 om dagen.

Før anvendelse:

Isen optøs i køleskab 1-8 timer.

Holdbarhed i køleskab:

Ved + 5° C: 8 timer

Ved + 2° C: 12 timer

Alternativt kan isen optøs ca. ½ time ved rumtemperatur.

Må ikke nedfryses igen efter optøning.

Holdbarhed ved – 18° C: Se kop

Tips og nyttig viden:

- **Isen kan nydes både frossen og optøet. Optøet is får konsistens som fromage.**
- Spises isen ikke af en omgang, kan rester opbevares i køleskab (max 8 timer) og nydes lidt ad gangen hen over dagen. På den måde undgås spild.
- Is egner sig også fint til kage og frugt.
- Skee Ismejeri anvender **ingen** E-numre. Det sikrer særlige følsomme og sensitive mod forvrængede smagsoplevelser.
- Skee Ismejeris unikke vanilje ekstraktion af hele vaniljestænger understøtter og bevarer den delikate smag af ægte vanilje. Den skånsomme proces sikrer en smagsoplevelse hvor vaniljen fremtræder karakteristisk og kraftfuld.

Facts om emballagen:

- Isen er fyldt i en lille overskuelig flamingokop og kan spises direkte fra koppen.
- Flamingoen isolerer isen og beskytter fingrene mod kulde fra isen.
- Flamingokoppen holder isen kold og cremet længe.