

Varenummer 1000002678

Knæstrømpe, Jobst Classic, AD, kl. 2, m.tå, sort, 5-normal

- ✓ Høj bærekomfort
- ✓ God holdbarhed
- ✓ Blød og dækkende
- ✓ Let at tage på
- ✓ Kraftig og slidstærk



Produktbeskrivelse

Jobst Classic er en rundstrikket medicinsk kompressionsstrømpe i glat eller ribstrikket design. En kraftig kompressionsstrømpe med høj bærekomfort og god holdbarhed, som passer både mænd og kvinder. Innovativ strikketeknik gør Jobst Classic blød og slidstærk, og giver en MikroTerm-effekt, som sikrer god transport af fugt. Kan med fordel anvendes til sart hud. Den har ekstra forstærkninger omkring hælen, tåen og fodballen, hvilket giver ekstra holdbarhed. Knæstrømpen fås med eller uden silikonekant. Fås med eller uden tå. Fås i klasse 2 og 3. Jobst Classic kompressionsstrømpe fås i farverne: sand, perle, topas, sort og antracit. Ved anvendelse af kompressionsstrømper er det vigtigt at sikre, at størrelsen er rigtig for at sikre optimale effekt. Derfor bør måltagningen foretages af en person, der har viden om og erfaring i måltagning. Det bør tages mål til strømperne så tidligt på dagen som muligt. Dette for at undgå, at der tages mål, hvor benene kan være hævede og målene derved ikke bliver korrekte. Kontakt venligst ABENA kundeservice for yderligere vejledning vedr. kompressionsstrømper.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Knæstrømpe
Varemærke	Jobst
Vareserie	Classic
Farve	Sort
Ingredienser/sammensætning	63% polyamid, 37% elasthan
Målepunkter	AD
Kompressionsklasse	Kl. 2
Strømpeegenskaber	M.tå
Strømpestørrelse	5-normal
Certifikater	OEKO-TEX. RAL. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	Kompressionsklasse 2 - 23-32 mmHg
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Medicinske kompressionsstrømper kan i enkelte tilfælde medføre allergiske reaktioner.
Holdbarhed	3 år, ved korrekt opbevaring.
Holdbarhed, åbnet	6 måneder, ved korrekt behandling.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Vaskes med vrangen ud, på skåneprogram og ved 40°C. Skyllemiddel må ikke anvendes. Skal ligge og tørre - ikke i direkte sol eller på direkte varme. Kan tørretumbles ved lav temperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.



Bortskaffelse af emballage

Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
par	1 par	21 cm	12.5 cm	2.8 cm	4019702056563



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



STANDARD
100

OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet kan vaskes ved 40 grader eller derunder.