



Varenummer 1000002820

Taske, til blodtryksapparat Watch BP03

Produktbeskrivelse

Taske til døgnblodtryksmåler

Specifikationer

Produktbetegnelse	Taske
Features	Til blodtryksapparat Watch BP03
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk					