



Varenummer 1000002840

Akupunktur nål, ASP Classic, 2mm, med plastpatron, engangs



Produktbeskrivelse

ASP-nålen anvendes primært til permanent øreakupunktur. Nålen sidder i en plastpatron som sikrer et præcist indstik i øret. ASP-nålen kan blive siddende i øret fra et par dage til få uger. Det er vigtigt at øret desinficeres grundigt inden isætning. Der sidder en lille magnet i partronen. Denne skal bruges til at stimulere nålen med flere gange dagligt. Længden på presnålen er 2 mm. Spidsen er kegleformet og ender med en flad ende.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Akupunktur nål
Varemærke	ASP
Vareserie	Classic
Features	Med plastpatron
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Plast, stål
Længde/dybde	2 mm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	I henhold til udløbsdato på emballagen
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	200 stk	17.3 cm	11.6 cm	6 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.