

ABENA®

## Produktdatablad

### Interiørhåndmoppe, Vileda MultiDuster Maxi, grå, mikrofiber, 50 cm

Varenummer : 1000002894  
Varegruppe : Inventarmopper  
Forpakninger : 20 stk = 1 kolli



### Varedeklaration

**Produktbetegnelse:** Interiørhåndmoppe  
**Varemærke:** Vileda  
**Vareserie:** MultiDuster Maxi  
**Farve:** grå  
**Materiale:** mikrofiber  
**Ingredienser/sammensætning:** 100% polyester  
**Features:** 50 cm  
**Længde/dybde:** 465 mm  
**Bredde:** 70 mm  
**Højde:** 15 mm  
**Vægt, netto:** 0,074 kg  
**Certifikater:** Svanemærket

**Produktbeskrivelse:** MultiDuster er ekspertten til universal rengøring for svært tilgængelige steder. Moppen er leddelt og kan bøjes i enhver form for vinklet rengøring, men er samtidig stabil og holder former under arbejdet.

**Vaskeanvisninger:** Kan vaskes ved 95°C. Tåler tørretumbling.

**Bortskaffelse af produkt:** Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

**Bortskaffelse af emballage:** Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 1000003592