



Varenummer 1000002910

Brusehoved, hvid, skumfunktion, til 500-1000 ml flaske

- ✓ Skumfunktion
- ✓ Kan tilpasses til andre bruseflasker
- ✓ Stigrøret kan forkortes

Produktbeskrivelse

Brusehoved til blandt andet LifeClean overfladedesinfektion og glasrens. Brusehovedet kan nemt tilpasses andre bruseflasker, og er desuden udviklet med en praktisk skumfunktion, som fordeles rengøringsmidlet og gør rengøringsarbejdet både nemmere og mere effektivt. Stigrøret har en længde på 26 cm og der er mulighed for at forkorte røret. Passer til 500-1000 ml. bruseflasker.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Brusehoved
Farve	Hvid
Features	Skumfunktion, til 500-1000 ml flaske

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	58 cm	40 cm	33.5 cm	
stk	1 stk				



Rengøring med spray.

