

ABENA®

Produktdatablad

Plastbæger, Abena Gastro, TowerPac, 3,1cm, Ø6,23cm, 50 ml, klar, RPET, med skruebund

Varenummer : 1000002971
Version : 01
Varegruppe : Towerpac
Forpakninger : 100 stk = 1 pakke
25 pakker = 1 kolli
12 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse:	Plastbæger
Varemærke:	Abena
Vareserie:	Gastro
Farve:	klar
Materiale:	RPET
Features:	med skruebund
Højde:	3,1 cm
Diameter:	6,23 cm
Vægt, netto:	2,7 g
Rumindhold, netto:	50 ml
Certifikater:	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler:	Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU TowerPac systemet er den nye og hygiejniske løsning til organiseret, sikker og præsentabel opbevaring af mad - uanset om maden transporteres eller står opbevaret. En sammenlåsende mekanisme mellem låg og bunde, gør det muligt at stable beholdere oven på hinanden på en sikker måde. Dette sikrer lækagefri transport og optimal beskyttelse af maden. Er ideel til erhvervskøkkener, madleverandører, delikatesser, takeawayrestauranter og grossister.
Produktbeskrivelse:	
Opbevaringsinstruktioner:	Opbevares rent og tørt.
Temperatortolerance:	Til alle typer fødevarer ved temperatur op til +40°C og op til +70°C i max 2 timer.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler:	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Bortskaffelse af produkt:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage:	Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 100000297302