


ABENA®

## Produktdatablad

### Plastbæger, Abena Gastro, TowerPac, 10,7cm, Ø12cm, 750 ml, sort, PP

Varenummer : 1000002980  
Varegruppe : Towerpac  
Forpakninger : 50 stk = 1 pakke  
10 pakker = 1 kolli  
8 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

<b>Produktbetegnelse:</b>	Plastbæger
<b>Varemærke:</b>	Abena
<b>Vareserie:</b>	Gastro
<b>Farve:</b>	sort
<b>Materiale:</b>	PP
<b>Features:</b>	med skruebund, med rød inderside
<b>Højde:</b>	10,7 cm
<b>Diameter:</b>	12 cm
<b>Vægt, netto:</b>	15,45 g
<b>Rumindhold, netto:</b>	750 ml
<b>Certifikater:</b>	Til fødevarer
<b>Direktiver, lovgivning og regler:</b>	Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU TowerPac systemet er den nye og hygiejniske løsning til organiseret, sikker og præsentabel opbevaring af mad - uanset om maden transporteres eller står opbevaret. En sammenlåsende mekanisme mellem låg og bunde, gør det muligt at stable beholdere oven på hinanden på en sikker måde. Dette sikrer lækagefri transport og optimal beskyttelse af maden. Er ideel til erhvervs køkkener, madleverandører, delikatesser, takeawayrestauranter og grossister.
<b>Produktbeskrivelse:</b>	
<b>Opbevaringsinstruktioner:</b>	Opbevares rent og tørt.
<b>Temperatortolerance:</b>	Til alle typer fødevarer ved temperatur op til +40°C og op til +100°C i max 2 timer.
<b>Sikkerhedsforskrifter og advarsler:</b>	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
<b>Bortskaffelse af produkt:</b>	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 100000298101