



Produktdatablad

Plastbæger, Abena Gastro, TowerPac, 8,5cm, Ø9cm, 300 ml, klar, RPET, med skruebund

Varenummer : 1000002985
Varegruppe : Towerpac
Forpakninger : 50 stk = 1 pakke
20 pakker = 1 kolli
8 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse:	Plastbæger
Varemærke:	Abena
Vareserie:	Gastro
Farve:	klar
Materiale:	RPET
Features:	med skruebund
Højde:	8,5 cm
Diameter:	9 cm
Vægt, netto:	9,15 g
Rumindhold, netto:	300 ml
Certifikater:	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler:	Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU
Produktbeskrivelse:	TowerPac systemet er den nye og hygiejniske løsning til organiseret, sikker og præsentabel opbevaring af mad - uanset om maden transporteres eller står opbevaret. En sammenlåsende mekanisme mellem låg og bunde, gør det muligt at stable beholdere oven på hinanden på en sikker måde. Dette sikrer lækagefri transport og optimal beskyttelse af maden. Er ideel til erhverskøkkener, madleverandører, delikatesser, takeawayrestauranter og grossister.
Opbevaringsinstruktioner:	Opbevares rent og tørt.
Temperaturlolerance:	Til alle typer fødevarer ved temperatur op til +40°C og op til +70°C i max 2 timer.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler:	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Bortskaffelse af produkt:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage:	Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 100000298601